



COMED



WWW.COMED.FR

CONSEILS SUR PRODUITS COMED

Article N° : 47 300 50 /51/52 et 47 300 66/67/68

LAMES DE SCIES A PLÂTRE

REF	DESIGNATION	Plâtre naturel	Plâtre synthétique
47 300 50	Lame plâtre naturel Ø50mm	+	-
47 300 51	Lame plâtre synthétique Ø50mm	+++	++
47 300 52	Lame PTFE antiadhérent Ø50mm	+++	+++
47 300 53	Lame titane Ø50mm	+++	+++
47 300 65	Lame plâtre naturel Ø65mm	+	-
47 300 66	Lame plâtre synthétique Ø65mm	+++	++
47 300 67	Lame PTFE antiadhérent Ø65mm	+++	+++
47 300 69	Lame titane Ø65mm	+++	+++

- = Inadapté
+ à +++ = Adapté à Très adapté

Lames PTFE antiadhérent (47 300 52/67): elles sont dotées d'un revêtement de surface antiadhésif permettant d'obtenir de meilleures caractéristiques de glissement dans toute la plage de vitesse et une réduction considérable de l'adhérence des particules de saleté. Ces lames de scie « non-stick » ne s'encrassent plus et garantissent ainsi un travail plus simple et plus facile.

Cette lame peut être utilisée avec tous les matériaux de plâtre connus, mais elle est recommandée pour les plâtres de synthèse qui ont une grande quantité de fibres de carbone comme des plâtres de 3M (Scotchcast™) ou BSN (Delta-Cast®).

Lames titanes (47 300 53/69): La principale caractéristique de cette lame réside dans sa durabilité supérieure à la moyenne, de près de 400 % par rapport à une lame de scie classique. Ce résultat est atteint d'une part par l'utilisation d'acier rapide haute performance (HSS) comme matériau de base et, d'autre part, par un revêtement spécial en nitrite de titane (TiN). Cette association de matières permet de couper des matériaux très durs, voire du métal.

Attention toutefois l'utilisation de cette lame nécessite des découpes droites, dans le cas contraire la lame va se fragiliser et casser.

Ces conseils ne constituent pas une substitution ou alternative au mode d'emploi qui se trouve sur la fiche technique ou avec l'article. Ils ne sauraient remplacer la destination et la bonne pratique de l'utilisation prescrite par le fabricant. Pour les produits à usage personnel veuillez vous référer aux instructions de votre médecin ou pharmacien.

Si vous constatez sur un de nos produits une méthode d'utilisation plus optimale, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant sous info@comed.fr.