

- Classement du dispositif : NON DISPOSITIF MEDICAL
- N°. d'enregistrement ANSM : NON
- Code GMDN : NON

*Règle appliquée* : Article et qualification Non DM par l'ANSM en 11/09 " car elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins médicales sur l'humain au regard des article L5211-1 et R5211-1 du code de la santé publique

<i>Description générale</i>	Nettoyeur à ultrason 0.6L avec panier. Cordon de 100 cm.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, mode d'emploi
<i>Référence lot</i>	Oui	Lot, Numéro de série
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon doux.
<i>Système de Vidange</i>	Non	
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'acier inoxydable et l'ABS.	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Panier et support de montre.
<i>Matières</i>	Cuve en acier inoxydable. Coffret extérieur, couvercle et panier en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene).	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Référence, lot, N° de série, modèle, voltage, fréquence, COMED, CE, RoHS, FCC
<i>Emballage</i>	Oui	Carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	890
<i>Références + extensions</i>	46 702 00	
<i>Désignation</i>	Nettoyeur minicoméd	
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm</i>	Intérieur = 155 x 95 x 52 Extérieur = 206 x 152 x 132	
<i>Capacité (L)</i>	0,6	
<i>Résistance Température</i>	T0 à 30°C	
<i>Puissance (W)</i>	50	
<i>Voltage (V)</i>	220/240	
<i>Fréquence (Hz)</i>	50	
<i>Poids net (kg)</i>	0,9	
<i>Couleurs</i>	Blanc et bleu	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de nettoyer des instruments de chirurgie ou des instruments dans le domaine médical et paramédical.	
<i>Mode d'emploi</i>	Remplir la cuve avec de l'eau sans atteindre le repère « MAX », en y ajoutant un nettoyant détergent liquide. Immerger l'objet à nettoyer dans le liquide (soit dans le panier ou dans la cuve directement), sans que le volume d'eau avec l'objet dépasse le repère « MAX ». Brancher l'appareil sur secteur puis appuyer sur la touche « on/off ». L'appareil fonctionne et le voyant vert s'allume. Après 5 minutes (300 secondes) l'appareil s'arrête automatiquement et le voyant vert s'éteint. Se référer au mode d'emploi pour modifier la durée du cycle de nettoyage. Lorsque le nettoyage est terminé, débrancher l'appareil, soulever le couvercle pour récupérer l'objet. Vider la cuve inox et la nettoyer.	

<i>Précaution d'emploi</i>	Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Ne jamais utiliser le nettoyeur sans eau. Ne pas remplir ou vidanger l'appareil quand il est branché. Positionner l'appareil sur une surface plane et stable. Ne pas utiliser le nettoyeur plus de 30 minutes consécutives.
<i>Recyclage</i>	Non
<i>Récupération</i>	Dans des bacs pour matériel électrique et électronique
<i>DEEE/REACH</i>	Oui / NC
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non
<i>RoHS</i>	Conforme
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul

La société COMED n'est pas responsable de la mise sur le marché mais n'agit qu'en tant que distributeur.