

<i>Description générale</i>	Alourdisseurs pour pied à sérum de 2 et 5 kg en fonte	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Montage de l'alourdisseur
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Oui	Au pied à sérum
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	A l'eau savonneuse ou un détergent, désinfecter avec un désinfectant n'attaquant pas l'époxy.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'époxy et la fonte	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	1 vis de 10mm et de longueur de 80 mm
<i>Matières</i>	Le poids est en fonte recouvert d'époxy noir	
<i>Contient du latex</i>	Non	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	En sachet individuelle
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Le poids et la marque
<i>Références</i>	41 419 95	45 419 97
<i>Désignation</i>	Alourdisseur de 2Kg	Alourdisseur de 5 Kg
<i>Dimension Ø x épaisseur (mm)</i>	175 x 18	235 x 25
<i>Ø trou au centre (mm)</i>	30	30
<i>Poids net (Kg)</i>	2	5
<i>Couleur</i>	Noir	
<i>Résistance température (°C)</i>	-10 à 90°C	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant d'alourdir le pied à sérum afin d'éviter que celui-ci ne bascule.	
<i>Mode d'emploi</i>	Veuillez retirer du pied à sérum la vis d'origine, Insérer le tube du pied à sérum dans la base à roulettes. Installez le poids alourdisseur en dessous de la base en vérifiant que son centre soit bien au milieu du trou de la base. Mettez la rondelle juste en dessous de l'alourdisseur et insérer la vis fourni à fond. Vous devez vous munir d'un clef de 16 pour assurer le montage.	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Déplacez uniquement le pied à sérum en roulant. Si vous le levez vous risquez de déchausser l'alourdisseur.	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>Récupération</i>	Dans des containers à métaux.	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC	
<i>PVC/ Phtalates</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul	