

FR - Merci d'avoir choisi la Microtoise murale COMED REF N° : 44 444 00

Pour fixer la microtoise veuillez procéder de la manière suivante :

Sortez les vis du sachet.

Dérouler entièrement la microtoise en plaçant la base au sol jusqu'à ce qu'apparaisse le chiffre 0 dans la fenêtre. Placer le système de fixation au mur verticalement.

Repérer sur le mur, à travers les trous de la fixation, les trous à percer. Percer les trous puis fixer la microtoise au mur.

Pour effectuer la mesure, placer la personne bien verticalement le long du mur.

Abaïsser la toise au niveau du haut de sa tête.

Lire le chiffre dans la fenêtre.

Garantie 1 an.

---

GB - Thank you for choosing the height gauge wall fastening COMED Réf : 44 444 00

To fix the height gauge on the wall, please follow the below instructions :

Unroll wholly the height gauge and placed the base on the floor until you will see number 0 (zero) into the little window.

Placed the fixing system vertically to the wall.

Identify on the wall the fixing holes. They are the holes to bore.

Fix the height gauge on the wall.

To do a measure, place the person vertically along the wall, under the height gauge and then push down the height gauge on its head. Finally read the measure on the little window.

Guarantee 1 year

---

DE - Vielen Dank, dass Sie sich für den Wand-Mikromessstab COMED REF.-Nr. 44 444 00 entschieden haben.

Für die Befestigung des Mikromessstabs gehen Sie folgendermaßen vor:

Nehmen Sie die Schrauben aus dem Beutel.

Nehmen Sie den Mikromessstab vollständig aus seiner Verpackung, indem Sie das untere Teil auf den Boden setzen, bis die Ziffer 0 im Sichtfenster erscheint. Bringen Sie das Befestigungssystem vertikal auf der Wand an.

Kennzeichnen Sie die Bohrlöcher an der Wand in Einklang mit den drei Befestigungslöchern. Befestigen Sie den Mikromessstab an der Wand.

Um eine Messung durchzuführen, bitten Sie die Person, sich längs der Wand senkrecht aufzustellen.

Senken Sie den Messstab bis auf die Höhe ihres Kopfes.

Lesen Sie die Ziffer im Sichtfenster ab.

1 JAHR GARANTIE

---

NL - Bedankt dat u hebt gekozen voor de COMED lengtemeter voor muurbevestiging ref.nr.: 44 444 00

Ga als volgt te werk om de lengtemeter te bevestigen:

Haal de schroeven uit het zakje.

Plaats de voet op de vloer en rol de lengtemeter helemaal uit tot het cijfer 0 in het venster verschijnt. Plaats het bevestigingssysteem verticaal tegen de muur.

Teken de boorgaten af op de muur.

Bevestig de lengtemeter aan de muur.

Zorg ervoor dat de gemeten persoon goed verticaal tegen de muur staat.

Laat de meetlat zakken tot tegen de kruin van het hoofd.

Lees het cijfer af in het venster.

1 jaar garantie.

---

ES - Gracias por elegir el tallímetro mural COMED REF. N. °: 44 444 00

Para instalar el tallímetro, siga estas instrucciones:

Saque de su envoltorio los tornillos.

Ponga la base en el suelo y desenrolle por completo el tallímetro hasta que aparezca la cifra 0 en el visor. Coloque el sistema de fijación en la pared verticalmente.

Señale los agujeros que debe perforar en la pared, a través de los orificios del sistema de fijación. Fije el tallímetro a la pared.

Para efectuar una medición, la persona debe colocarse en posición perfectamente vertical pegada a la pared.

Baje el medidor hasta su cabeza.

Lea la cifra en el visor.

Garantía 1 año.

---

PT - Obrigado por ter escolhido o talímetro de parede COMED REF<sup>a</sup> N°: 44 444 00

Para fixar o talímetro proceda da seguinte forma:

Retire do saco os parafusos

Desenrole completamente o talímetro, colocando a base no chão até ver o número 0 na janela. Coloque o sistema de fixação na parede verticalmente.

Marque na parede, usando os furos de fixação, os furos a fazer.

Fixar o talímetro à parede.

Para fazer a medição, colocar a pessoa bem direita e encostada à parede.

Descer o medidor até ao nível do alto da cabeça.

Ler o número na janela.

1 ano de garantia.

---

IT - Grazie per aver scelto il Micro statimetro da parete COMED RIF N° : 44 444 00

Per fissare il micro statimetro procedere nel modo seguente:

Togliere dal sacchetto le viti

Svolgere completamente il micro statimetro ponendo la base a terra fino a quando compare il numero 0 nella finestrella.

Posizionamento il sistema di fissaggio sulla parete verticalmente.

Individuare sulla parete, attraverso i fori di fissaggio, i fori da effettuare.

Fissare il micro statimetro alla parete.

Per misurare, posizionare la persona in posizione ben eretta contro la parete.

Abbassare l'indicatore di altezza sulla sommità della sua testa.

Leggere il numero nella finestrella.

Garanzia: 1 anno.