

MODE D'EMPLOI

Article N° : 32 820 00/ 32 820 10

ECHELLES D'ACUITE VISUELLE A MAIN DE PARINAUD

Sortez l'échelle de son emballage, la prendre avec précaution pour ne pas rayer les plaques. Tester auparavant la vision en mode binoculaire puis procéder successivement par œil en masquant l'œil non testé par un objet opaque.

Faites le test à bras tendu du patient à 33cm. Le test détermine la vitesse de lecture sans changement de distance, l'information donnée est plus qualitative que quantitative. Si vous devez déplacer vers l'avant ou l'arrière le test pendant la lecture ceci peut caractériser une myopie ou une hypermétropie. Ne peut être utilisé que par des professionnels ayant reçus une formation spécifique.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Éviter tout éclairage pouvant altérer la vision normal du test.

Vérifier que l'échelle soit bien à plat sur le mur, sans angle.

Bien prendre soin de l'impression graphique, éviter les rayures.

En cas d'altération du lettrage changer de produit.