


# Immobilisation

## attelle de Stack




Lo x La x P (mm)

REF	33 400 01 = 51 x 22 x 15	①
REF	33 400 02 = 53 x 22 x 15	②
REF	33 400 03 = 58 x 25 x 17	③
REF	33 400 04 = 61,5 x 25,5 x 17,5	④
REF	33 400 05 = 57 x 26 x 16,5	⑤
REF	33 400 06 = 62 x 33 x 21	⑥

CE

attelle de Stack	Stack splint	Fingerschiene	vingerspalk van Stack	férula de dedo plástica	tala de dedo Stack	stecca per dito Stack

## attelle grenouille




REF	33 425 01 = S
REF	33 425 02 = M
REF	33 425 03 = L

CE

attelle grenouille	frog splint	Daumenschiene-Froschform	vingerspalk	férula de rana	tala de dedo rã	stecca a rana

## attelle alu-mousse



Prix à la pièce.

Unit price per splint.

REF	33 421 13 = 13 x 230 mm
REF	33 421 20 = 20 x 450 mm
REF	33 421 25 = 25 x 450 mm
REF	33 421 50 = 50 x 400 mm
REF	33 421 80 = 80 x 400 mm
REF	33 421 99 = 100 x 400 mm

Emballage individuel

- Individually packed.

REF	33 421 13B = 13 x 230 mm
REF	33 421 20B = 20 x 450 mm
REF	33 421 50B = 50 x 400 mm

CE

attelle alu - mousse	alu / foam rubber splint	Alu/Schaumgummischiene	spalk uit aluminium/schuimrubber	férula de aluminio/goma	tala de alumínio e espuma	stecca in alluminio/spugna in gomma

## scie à plâtre électrique

REF 47 300 00



Puissance : 500 W - Réglage de : 6 500 à 24 000 oscillations/minute.  
Bruit : 52 à 70 dB - Poids : 1,528 kg - 2 lames fournies - ø50 et 65 mm pour plâtre naturel.

Power : 500 W - From 6.500 to 24.000 oscillations/minute - Decibel : 52 to 70 dB - Weight : 1.528 Kg - Supplied with 2 blades ø50 and 65 mm compatible with natural plaster.



scie à plâtre électrique	electric plaster saw	elektrische Gipssäge	elektrische gipszaag	sierra eléctrica para escayola	serra de gesso elétrica	segagessi elettrico

## lame pour scie 47 300 00



For plaster saw  
47 300 00

	Réf. ø 50 mm	Réf. ø 65 mm
REF	47 300 51 ①	47 300 66 ②
REF	47 300 53 ③	47 300 69 ④

① ②	lame dure synthétique résine	hard synthétic blade	hartes synthetisches Sägeblatt	hard synthetisch blad	hoja dura sintética	lâmina dura sintética	lama sintetica dura
③ ④	lame pour plâtre naturel et résine titane	titanium blade	Titan-Sägeblatt	gipszaag	hoja de titanio	lâmina de titânio	lama in titanio

## scie à plâtre

REF 47 300 03



Puissance : 250 W - Réglage : 12 000 à 21 000 oscillations/minute.

Bruits : 52 à 77 dB

Poids : 1,1 kg - 2 lames fournies : ø50 et 65 mm pour plâtre dur synthétique.

Power : 250 W - From 12.000 to 21.000 oscillations/minute.

Decibel : 52 to 77 dB

Weight : 1.1 Kg - Supplied with 2 blades ø 50 and 65 m for hard synthetic plaster.

scie à plâtre 1 main avec variateur  
plaster saw 1 hand

scie à plâtre	plaster saw	Gipssäge	gipszaag	sierra de yeso	serra de gesso	segagessi

## lame pour scie 47 300 03



For plaster saw  
47 300 03

	Réf. ø 50 mm	Réf. ø 65 mm
REF	47 300 55	47 300 70


lame dure synthétique et naturel	hard synthetic and natural blade	hartes synthetisches und natürliches Sägeblatt	hard synthetisch en standaardblad	hoja sintética y natural	lâmina dura sintética e natural	lama dura sintetica e naturale

# Immobilisation

## cisailles à plâtre



①



②

REF 47 310 21 = ①

REF 47 310 00 = ②

REF 47 310 23 = ③




③

23 cm

CE

①	cisaille à plâtre	plaster shears	Gipsschere	gipsschaar	pinza de yeso	tesoura de gesso	cesoie per gesso
②	cisaille à plâtre de Stille	stille plaster shears	Gipsschere von Stille	gipsschaar van Stille	tijeras para yeso	tesoura de gesso Stille	cesoie per gesso Stiller
③	cisaille à plâtre de Brun	brun plaster shears	Gipsschere von Brun	gipsschaar van Brun	tijeras rectas	tesoura de gesso de Brun	cesoie per gesso Brun

## écarteur à plâtre de Henning





28 cm

REF 47 320 00

CE

	écarteur à plâtre de Henning	Henning plaster cost spreader	Gips-Retraktor von Henning	gipsspreider van Henning	pinza de Henning para yeso	afastador de gesso de Henning	spalmatore per calco in gesso Henning

## pince de Michel



13 cm.

REF C2 400 13

Double usage. En inox.

Double use. Made of stainless steel.

CE

	pince de Michel	Michel forceps	Michel Zange	verlostang van Michel	fórceps Michel	pinça de Michel	pinze Michel