

Stérilisation & nettoyage

ruban de stérilisation



REF 46 900 55 = 19mm x 50m/ 160°C ①

REF 46 902 55 = 19mm x 55m/ 121-134°C ②

Vire au brun (autoclave) ou vert foncé (poupinel).

Turn to brown (steam) or dark green (dry heat).

②

ruban de stérilisation	indicator tape	Sterilisations Indikator	indicator tape, sterilisatie	indicador de esterizaci3n	fita de esteriliza33o	indicatore di sterilizzazione
① poupinel	dry heat	Hei3luft	droge lucht	calor seco	calor seco	calore asciutto
② autoclave	steam	Dampf	stoom	vapor	vapor	vapore

nettoyeur à ultra-sons "Minicomed"

REF 46 702 00



Dimensions extérieures : 206 x 152 x 132 mm

Dimensions de la cuve : 155 x 95 x 52 mm

Livré avec couvercle et panier.

Out size : 206 x 152 x 132 mm

Tank size : 155 x 95 x 52 mm

Supplied with basket and cover.

nettoyeur à ultra-sons "Minicomed"	"Minicomed" ultrasound cleaner	"Minicomed" Ultraschallreiniger	ultrasone schoonmaker "Minicomed"	limpiador de ultrasonidos "Minicomed"	lavadora de ultrassons "Minicomed"	pulitore ad ultrasuoni "Minicomed"

nettoyeur à ultra-sons sans chauffage

REF 46 705 57



JUSQU'À ÉPUISEMENT



5 litres digital avec poignées.

Livré avec couvercle et panier.

Puissance : 120 W. Ultrasons : 40 KHz

Dimensions intérieures : 240 x 140 x 150 mm.

Pas de vidange.

5 L. Supplied with basket and cover.

Power : 120 W. Ultrasound : 40 KHz.

Inner dimensions : 240 x 140 x 150 mm.

No drainage



nettoyeur à ultra-sons	Ultrasound cleaner	Ultraschallreiniger	ultrasone reiniger	limpiador de ultrasonidos	lavadora de ultrassons	pulitore ad ultrasuoni

Sterilization & cleaning

nettoyeur à ultra-sons avec chauffage

REF 46 705 25C = 3,2 L ①

REF 46 705 57C = 6,5L ②



3,2 litres digital. Livré avec couvercle et panier.
Puissance : 120 W. Chauffage : 100 W.
Ultrasons : 40 KHz.
Réglage de la température 20 à 80 °C.
Minuterie : 0 à 30 min.
Dimensions intérieures : 240 x 135 x 100 mm.
Pas de vidange.

*3,2 liters ultrasound cleaner with heating.
Supplied with basket and cover.
Power : 120 W. Heating : 100 W.
Ultrasound : 40 KHz.
Heating power : 20 - 80°C.
Adjustable time : 0 to 30 min.
Inner dimensions : 240 x 135 x 100 mm.
No drainage.*



6,5 litres digital. Livré avec couvercle et panier.
Puissance : 180 W. Chauffage : 150 W.
Ultrasons : 40 KHz
Réglage de la température 20 à 80°C.
Minuterie : 0 à 30 minutes.
Dimensions intérieures : 300 x 150 x 150 mm.
Avec vidange.

*6,5 liters ultrasound cleaner with heating.
Supplied with basket and cover.
Power : 180 W. Heating : 150 W.
Ultrasound : 40 KHz.
Heating power : 20 to 80°C.
Adjustable time : 0 to 30 minutes.
Inner dimensions : 300 x 150 x 150 mm.
With drainage valve.*



nettoyeur à
ultra-sons
avec chauffage



ultrasound cleaner
with heating



Ultraschallreiniger
mit Heizung



ultrasone reiniger
met verwarming



limpiador de
ultrasonidos
con calor



lavadora de
ultrassons
com aquecedor



pulitore ad ultrasuo-
ni con riscaldatore

Stérilisation & nettoyage

boîte de stérilisation inox



- REF C8 118 84 = 18 x 8 x 4 cm ①
- REF C8 120 13 = 20 x 10 x 3 cm ②
- REF C8 120 15 = 20 x 10 x 5 cm ③
- REF C8 125 36 = 25 x 12 x 6 cm ④
- REF C8 130 36 = 30 x 12 x 6 cm ⑤

						
boîte de stérilisation inox	sterilization box - stainless steel	Sterilisationsbox - Edelstahl	sterilisedoos - roestvrij staal	caja de esterilización de acero inoxidable	caixa de esteriliza- ção - aço inoxidável	cassetta per steri- lizzazione - acciaio inox

plateau inox



- REF C8 217 11 = 17 x 11 x 2,5 cm ①
- REF C8 220 13 = 20 x 13 x 2,5 cm ②
- REF C8 222 15 = 22 x 15 x 3 cm ③
- REF C8 228 18 = 28 x 18 x 3 cm ④
- REF C8 230 21 = 30 x 21 x 4 cm ⑤
- REF C8 235 26 = 35 x 26 x 4 cm ⑥

						
plateau en inox	instrument tray stainless steel	Instrumenten- schale - Edelstahl	instrumentenschaal uit roestvrij staal	bandeja de instrumental de acero inoxidable	tabuleiro de ins- trumentos em aço inoxidável	vassoio per stru- menti - acciaio inox

cupule inox



Avec bec et fond plat.

With spout and flat bottom.

REF C8 304 00 = ø 40 mm - 30 ml ①

REF C8 306 00 = ø 60 mm - 60 ml ②

REF C8 308 00 = ø 80 mm - 165 ml ③

REF C8 310 00 = ø 100 mm - 310 ml ④

REF C8 312 00 = ø 120 mm - 500 ml ⑤

REF C8 316 00 = ø 160 mm - 1200 ml ⑥

REF C8 320 00 = ø 200 mm - 1500 ml ⑦

						
cupule inox	galipot stainless steel	Schale Edelstahl	beker uit roestvrij staal	cubetas de acero inoxidable	tigela em aço inoxidável	cupola in acciaio inox

boîte à coton

REF C8 400 14



En inox. Ø 110 x 140 mm.

Made of stainless steel.

						
boîte à coton	cotton box	Behälter für Baumwolltupfer	wattendoos	caja para algodón	caixa de algodão	barattolo per cotone