



MODE D'EMPLOI

Article N° : C8 118 84 / C8 120 13 / C8 120 15 / C8 125 33 / C8 125 36 / C8 130 36

BOITE INOX

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Dispositif médical utilisé lors du stockage ou de la stérilisation à air sec des instruments chirurgicaux en métal. Nettoyer avant première utilisation avec une eau savonneuse ou un détergent et après chaque utilisation.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Vérifiez avant utilisation si le couvercle se positionne bien sur la boîte.

Cette boîte est étanche.

Ne pas utiliser si la boîte est détériorée, trouée ou sale.

Après ouverture les instruments restant ne sont plus considérés comme stérile.