

COMED

WWW.COMED.FR

CONSEILS SUR PRODUITS COMED

Article N° : 16 200 50 et 16 200 59

BROYEURS DE COMPRIMES

Pour broyer sans efforts dans le cas d'un médicament important , nous vous recommandons de placer le médicament sur le côté du fond du broyeur , ainsi lors du serrage celui ci sera pris de côté et non de face et offrira une moindre résistance au broyage.

Ces conseils ne constituent pas une substitution ou alternative au mode d'emploi qui se trouve sur la fiche technique de l'article. Ils ne seraient remplacer la destination de l'utilisation prescrite par le fabricant. Dans le doute vous pouvez consulter votre médecin ou pharmacien pour de plus amples renseignements.