



MODE D'EMPLOI

Article N° : 42 900 75

GARROT EN LATEX PLAT PLEIN

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Comprimer par garrotage la partie du corps pour arrêter la circulation sanguine.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Les conditions de désinfection, stérilisation et stockage influent sur la durée de vie et les caractéristiques des produits caoutchoutés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier ces paramètres ainsi que l'intégralité des produits associés avant l'utilisation de ce dispositif. A nettoyer après chaque utilisation.