



## MODE D'EMPLOI

Article N° : C8 304 00 / C8 306 00 / C8 308 00 / C8 310 00 / C8 312 00 / C8 316 00 / C8 320 00

## CUPULES EN INOX

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE ( §13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

### PRECAUTION D'EMPLOI :

Nettoyer avant première utilisation avec une eau savonneuse ou un détergent et après chaque utilisation.

Vérifiez avant utilisation si la cupule a bien été nettoyée.

Vérifier si les bords sont bien non tranchants.

Ne pas déposer d'instruments rouillés.