



COMED



WWW.COMED.FR

CONSEILS SUR PRODUITS COMED

Article N° : 24 671 41 / 24 671 45 / 24 671 47 / 24 671 52

LAMPES STYLO PENLED

Conseils du 26.04.2011 :

Les diodes électroluminescentes LED peuvent être dangereuses pour les yeux si elles sont riches en lumière bleue. Elles peuvent particulièrement être nocives pour les enfants en raison de la transparence de leur cristallin , pour les patients qui consomment des substances photosensibilisantes , et pour certaines personnes. Nous recommandons , donc , d'utiliser nos lampes PENLED que dans un cadre professionnel et de bien prendre en compte ces contre indications en demandant au patient son état avant tout diagnostic.

Ces conseils ne constituent pas une substitution ou alternative au mode d'emploi qui se trouve sur la fiche technique ou avec l'article. Ils ne seraient remplacer la destination et la bonne pratique de l'utilisation prescrite par le fabricant. Pour les produits à usage personnel veuillez vous référer aux instructions de votre medecin ou pharmacien. Sivous constatez sur un de nos produits une méthode d'utilisation plus optimum , n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant sous info@comed.fr.