



COMED



WWW.COMED.FR

MODE D'EMPLOI

Article N° : 45 419 90

PLATEAU INOX

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

PRECAUTION D'EMPLOI :

Avant toute utilisation, veillez à nettoyer le plateau sur le dessus et au-dessous en insistant bien sur les angles. Nous vous conseillons de vous aider d'un coton-tige et vous recommandons également de désinfecter le plateau.

Bien nettoyer après chaque usage risque de contaminations croisées.

Ce plateau n'est pas conçu pour porter des objets ayant un poids supérieur à 2Kg. Répartir le poids des objets au centre du plateau en évitant les extrémités. Ne pas déplacer le pieds à sérum en tirant sur le plateau , éviter les chocs et ne pas s'appuyer sur le plateau.

Attention : Tout poids supérieur risquerait de provoquer une chute du plateau inopinée.