

<i>Description générale</i>	Épingle de sûreté de taille différente.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Oui	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Oui	À l'oxyde d'éthylène
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Non	
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le fer Q195 et l'alliage de cuivre et d'étain.	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Intérieur en fer Q195, extérieur en alliage de cuivre et d'étain.	
<i>Standard fabrication</i>	S.O.	
<i>Étiquetage</i>	Oui	Sur la boîte : Nom, Référence, Taille, Quantité, COMED, ISO
<i>Emballage</i>	Oui	Boîte en carton
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	29 030 02	29 030 03
<i>Désignation</i>	Épingle de sûreté	Épingle de sûreté
<i>Dimensions Lo x Ø (mm)</i>	38 x 0.75	45 x 0.85
<i>Résistance température (C°)</i>	-5 à 45 °C	
<i>Poids net(g)</i>	0.5	0.7
<i>Couleurs</i>	Gris brillant	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de fermer et fixer ensemble des matières textiles. (Bandage)	
<i>Mode d'emploi</i>	Appuyer sur la tige amovible pour pouvoir ouvrir l'épingle. Piquer avec la pointe les deux bouts de tissu que vous voulez maintenir. Appuyer à nouveau sur la tige amovible pour fermer l'épingle.	
<i>Précaution d'emploi</i>	Attention de ne pas piquer le patient.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Oui / Dans les bacs de déchets médicaux.	
<i>DEEE/REACH</i>	Non / NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	