

PORTE CANNE
Réf. N° : 16 300 00 / 41

STRASBOURG

<i>Description générale</i>	Porte canne ou béquille	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo,
<i>Référence lot</i>	Oui	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	A l'eau et au savon
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le PVC et l'ABS	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	PVC, ABS	
<i>Standard fabrication</i>	S.O.	
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Non	
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	16 300 00	16 300 41
<i>Désignation</i>	Porte canne	Porte canne
<i>Dimension Lo x la x h (mm)</i>	95 x 80 x 55	95 x 80 x 55
<i>Résistance température (C°)</i>	- 40° à 95°	- 40° à 95°
<i>Poids net (g)</i>	75	75
<i>Couleurs</i>	Bleu clair avec ventouse blanche	Blanc avec ventouse blanche
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant d'accrocher une canne ou une béquille au mur, à un lit, aux meubles, ... pour moins d'encombrement dans une pièce	
<i>Mode d'emploi</i>	Système de ventouse, appliquer le porte canne sur une surface plane et lisse, effectuer une petite pression et relever l'accroche jusqu'à qu'elle bloque. Système autocollant : choisir l'emplacement, enlever le papier de la partie adhésive et coller sur l'emplacement choisi.	
<i>Précaution d'emploi</i>	non	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Non/ déchets ménagers	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Conformité</i>		
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	