

<i>Description générale</i>	Pèse personne mécanique « Professionnel » avec molette de remise à zéro.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon humide ou une eau savonneuse, sans nettoyant
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'acier	
<i>Matières</i>	Tôle d'acier	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre, température entre -5 et 40°C
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	EKS professionnel, poids maximum et graduation
<i>Références</i>	45 616 30	
<i>Désignation</i>	Pèse personne Professionnel	
<i>Dimension Lo x la x h (mm)</i>	465 x 345 x 150	
<i>Dimension écran (mm)</i>	Ø150	
<i>Capacité (kg)</i>	200	
<i>Graduation (kg)</i>	1	
<i>Unités</i>	Kg	
<i>Alimentation</i>	Mécanique	
<i>Résistance température (C°)</i>	-5 à 40°C	
<i>Poids net (Kg)</i>	3.642	
<i>Couleurs</i>	Gris et noir	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de peser des personnes debout.	
<i>Mode d'emploi</i>	Mettre l'aiguille à zéro à l'aide de la molette. Poser les pieds sur le plateau de la balance en position debout. Lire le poids	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas cogner, ou laisser tomber un objet dessus. Éviter la surcharge. Ne pas stocker ou utiliser dans un endroit mouillé ou humide. Ne pas entasser divers objet par dessus. Ne pas immerger dans de l'eau ou quelque liquide. Ce pèse personne dénommé de classe IV ne convient pas à un usage médical ou de diagnostic. Il sert uniquement à déterminer un poids de référence par rapport au poids de la propre personne pesée. Une différence peut être constaté avec un autre pèse personne.	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/NC	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul	