



<i>Description générale</i>	Verre à urine gradué	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Code ACL</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Oui	Autoclave ou oxyde d'éthylène
<i>Autoclavable</i>	Oui	121 °C pendant 20 minutes
<i>Nettoyage</i>	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas le polypropylène PP.
<i>Substance(s) impropre(s)</i>	Produits attaquant le polypropylène	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Polypropylène	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Dénomination, référence, lot, COMED + adresse, logo certifiée
<i>Emballage</i>	Oui	Sachet plastique
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Dans un endroit propre et sec
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Graduations (10 mL)
<i>Références + extensions</i>	16 150 50	
<i>Désignation</i>	Verre à urine	
<i>Dimensions h x Ø (mm) ± 3mm</i>	130 x 100	
<i>Epaisseur (mm)</i>	1.62	
<i>Contenance/Capacité (ml)</i>	500	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	63	
<i>Couleurs</i>	transparent	
<i>Résistance température (°C)</i>	0 à 125 °C	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant le recueil des urines	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Doit être lavé et désinfecté soigneusement après chaque utilisation.	
<i>Recyclage</i>	Oui	
<i>Récupération</i>	Dans les bacs de déchets médicaux si souillé	
<i>Latex/Antistatique</i>	Non/Non	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/NC	
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non	
<i>RoHs</i>	NC	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul	Combinaison de phrases = Nul

Rédacteur : Marion KLEIN

Fonction : AQ

Paraphe : MK

COMED SAS
8 rue Louise Michel
67200 STRASBOURG - France
www.comed.fr