

- Classement du dispositif : NON DISPOSITIF MEDICAL
- N°. d'enregistrement ANSM : NON
- Code GMDN : NON

Règle appliquée : Article et qualification Non DM par l'ANSM en 11/09 " car elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins médicales sur l'humain au regard des article L5211-1 et R5211-1 du code de la santé publique

<i>Description générale</i>	Scie à plâtre électronique avec variateur de vitesse une main - Fourni avec 2 lames : Ø 50 et 65mm pour plâtre dur synthétique.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, mode d'emploi
<i>Référence lot</i>	Oui	Numéro de série
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Nettoyer la poussière et l'accumulation des dépôts sur la lame de scie avec un tissu légèrement humide. Essuyer la scie uniquement avec un tissu légèrement humide. Nettoyer les ouvertures d'aération avec un chiffon sec.
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Plastique, métaux aluminium	
<i>Standard fabrication</i>	Voir norme sur le mode d'emploi.	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Nom, Référence, N°de série, COMED
<i>Emballage</i>	Oui	Boîte en carton
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Nom, référence, N° de série, COMED
<i>Références + extensions</i>	47 300 03	
<i>Désignation</i>	Scie à plâtre une main	
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)</i>	265 x 55 x 50	
<i>Cordon (m)</i>	5	
<i>Alimentation</i>	230 V, 50Hz	
<i>Puissance</i>	250W	
<i>Oscillation</i>	Env. 11000 à 20000 min ⁻¹	
<i>Niveau sonore (suivant ISO 4871)</i>	74 à 85 dB. Pendant le travail, le niveau sonore peut dépasser 85dB, dans ce cas une protection auditive est OBLIGATOIRE.	
<i>Vibration</i>	Inférieure à 2.5ms/s ² . Valeur mesurée d'après EN 60745	
<i>Niveau de protection</i>	IP 20	
<i>Classe de protection</i>	II <input type="checkbox"/>	
<i>Résistance température (C°)</i>	5° à 40°C, humidité de l'air inférieure à 80%	
<i>Poids net (g)</i>	1100	
<i>Couleurs</i>	orange et noir	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de scier des pansement durs.	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Porter l'équipement de protection personnelle, des lunettes de protection, une protection auditive et des gants. A manipuler par une personne compétente et qualifiée . Lire attentivement le mode d'emploi, risque de coupures graves si mal employé.	

<i>Recyclage</i>	Oui
<i>Récupération</i>	Dans des bacs pour dispositif électrique.
<i>DEEE/REACH</i>	Oui/ Conforme
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non
<i>RoHs</i>	Conforme
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

La société COMED n'est pas responsable de al mise sur le marché, mais n'agit qu'en tant que distributeur.