

<i>Description générale</i>	Rouleau de drap d'examen 2 plis en ouate ou plastifié. Prédécoupé en feuilles.			
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo,		
<i>Référence lot</i>	Non			
<i>Dispositif raccordé</i>	Non			
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Oui	Mono patient par feuilles utilisées		
<i>Dispositif stérile</i>	Non			
<i>Stérilisation</i>	Non			
<i>Autoclavable</i>	Non			
<i>Nettoyage</i>	Non			
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant la ouate de cellulose ou le polyéthylène			
<i>Pièces constitutives</i>	Non	Pour Ouate	OUI	Pour imperméable
<i>Matières</i>	En ouate de cellulose (23g/m ²), blanchiment sans chlore, polyéthylène (12g/m ²) pour les imperméables			
<i>Standard fabrication</i>	S.O.			
<i>Étiquetage</i>	Oui	Sur le carton de 6 ou 12 rouleaux		
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un carton de 6 ou 12 rouleaux		
<i>Stockage particulier</i>	Non			
<i>Marquage sur le D</i>	Non			
<i>Références</i>	17 100 50	17 100 51	17 100 60	17 100 61
<i>Désignation</i>	Draps d'examen ouate 2 plis	Draps d'examen imperméable	Draps d'examen ouate 2 plis	Draps d'examen imperméable
<i>Dimension la x L x format (cm)</i>	50 x 38 x 150	49 x 38 x 180	50 x 120 x 50	50 x 114 x 60
<i>Nombre de plis</i>	2			
<i>Poids par pli au M²</i>	2x18g	1x23g + 1x12g	2x 18g	1x23g + 1x12g
<i>Nombre de serviettes par rouleau</i>	150	180 +- 3%	150	180 +- 3%
<i>Humide sans machine</i>	25%			
<i>Sèche sans machine</i>	>400 N/m			
<i>Sèche sans travers</i>	>360 N/m			
<i>Allongement après rupture</i>	20%			
<i>Résistance température (C°)</i>	-10 à 125°C			
<i>Poids net (g)</i>	1333	1432	1267	1217
<i>Couleurs</i>	blanc	bleu	blanc	bleu
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de recouvrir et de protéger les sièges d'examen. Ce dispositif n'est pas considéré comme un Dispositif Médical au sens de la Directive 93/42 modifiée 2007/47.			
<i>Mode d'emploi</i>	Dérouler le rouleau à la dimension voulue en tenant compte de la dimension des feuilles prédécoupée.			
<i>Précaution d'emploi</i>	Ne pas utiliser le drap une seconde fois			
<i>Recyclage/Récupération</i>	Oui / Dans les bacs de déchets médicaux.			
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC			
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non			
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul			