

<i>Description générale</i>	Lampe stylo de couleur blanche avec piles incorporées jetable	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon sec ou humide avec du savon
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'ABS	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	2 piles incorporées non changeable et une ampoule
<i>Matières</i>	Acier inoxydable, Corps en ABS(Acrylonitrile butadiène styrène), joint en PP (polypropylène).	
<i>Contient du Latex</i>	Non	
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans une boîte en carton et dans un sachet à l'unité.
<i>Stockage particulier</i>	Non	Sec et Propre
<i>Marquage sur le Dispositif</i>	Oui	COMED + logo
<i>Références</i>	24 671 20	
<i>Désignation</i>	Lampe stylo	
<i>Dimension Lo x Ø (mm)</i>	117 x 13	
<i>Résistance température (C°)</i>	-5 à 40°C	
<i>Poids net (g)</i>	28	
<i>Couleurs</i>	Corps blanc, Écriture du logo bleu	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour les examens et plus particulièrement des examens buccaux. Peut s'utiliser pour un examen des yeux.	
<i>Mode d'emploi</i>	Enlevez le petit film plastique situé sur la branche en inox, puis appuyez sur celle-ci pour pouvoir allumer l'ampoule.	
<i>Précaution d'emploi/ avertissement usage unique</i>	Ne pas mettre en contact avec un liquide (eau).	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>Récupération</i>	Bac DEEE	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui /Non	
<i>Phthalates/PVC</i>	Non /Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	