

Boules de coton



COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % coton blanchi hydrophile ou mélange coton/viscose • Blanchi au H₂O₂ (sans chlore, ni agent fluorescent) • Conforme à la Pharmacopée Européenne et à l'Oeko-Tex Standard 100 • Conforme à la norme Européenne REACH • Analyses de la biocontamination sur demande
BOULES DE COTON	<ul style="list-style-type: none"> • Différentes tailles disponibles: de 0,3 à 5 gr • Utilisées pour absorption des exsudats, nettoyage périphérique des plaies et support à l'application de produits sur la peau + bouchons laboratoire • Stérilisables à l'Oxyde d'Éthylène • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication

Dimensions et conditionnements standards

Référence	Description	Nombre de boules / sachet	Poids du sachet	Nombre de sachets /carton	Nombre de cartons / palette
1500B03	1500 boules 0.3 gr	1500	(450 gr)	12	16
100B06COT*	100 boules 0.6 gr	100	(60 gr)	25	36
100BO06COTC*	100 boules couleurs 0.6 gr	100	(60 gr)	25	36
500B06	500 boules 0,6-0,7gr	500	(325 gr)	16	16
700B06	700 boules 0,6 gr – 0,7 gr	700	(455 gr)	16	16
500G03	500 gr de boules 0,3 gr	(1666)	500 gr	10	16
500G06	500 gr de boules 0,6 gr	(833)	500 gr	10	16
500G09	500 gr de boules 0,9 gr	(555)	500 gr	10	16
5KG06	5 kg de boules 0,6-0,7 gr	(7692)	5000 gr	1	16
5KG2	5 kg de boules 2 gr	(2500)	5000 gr	1	16
5KG3	5 kg de boules 3 gr	(1666)	5000 gr	1	16
5KG5	5 kg de boules 5 gr	(1000)	5000 gr	1	16

Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège de la poussière et de l'humidité

Les boules peuvent être livrées en vrac.

Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande

* Disponibles à la marque Cotoneige

Dimensions cartons export : 60x40x60 cm (par 16) et 59x39x24 cm (par 36)

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

