

<i>Description générale</i>	Ampoules laryngoscope Kryptons	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	.
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Non	
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le krypton	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	laryngoscope
<i>Matières</i>	En krypton	
<i>Standard fabrication</i>	S.O.	
<i>Étiquetage</i>	Oui	Nom, Référence, Comed
<i>Emballage</i>	Oui	Boîtier de 6 ampoules
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	24 690 27	
<i>Désignation</i>	PEN-LON LARYNGO	
<i>Dimension Lo x Ø (mm)</i>	19.3 x 5	
<i>Résistance température (C°)</i>	+5 à 35°C	
<i>Poids net (g)</i>	0.6	
<i>Couleurs</i>	Argentée	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant d'éclairer	
<i>Mode d'emploi</i>		
<i>Précaution d'emploi</i>	Ne pas faire tombé, risque que l'ampoule ne fonctionne plus. Ne pas mettre en bouche.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des containers adéquates.	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul      Combinaison de phrases = Nul	