

Gamme médicale

Produits de Soins CarePulp®



Bassin
réniforme

- Un récipient universel léger et solide, destiné à recevoir pansements souillés et tous déchets médicaux.
- Forme ergonomique pouvant être maintenue contre le corps du patient.

Caractéristiques techniques

Capacité	Dimensions colis en mm (L x l x h)	Qté/ carton	Poids colis (kg)	Coloris disponible
750 ml	590x400x265	320	7	gris

Petite palette		
Hauteur en mm	Nombre de cartons/palette	Qté/ palette
1 475	4 x 5	6 400

Grande palette		
Hauteur en mm	Nombre de cartons/palette	Qté/ palette
2 800	4 x 10	12 800

Poids moyen pièce : **22 gr**

Autres conditionnements et palettisations sur demande

Palettes (L x l) : **1 200 x 800 mm**

Produit jetable en fibre moulée destiné à l'hygiène des patients

Produit conçu selon les exigences de la norme PAS 29 : 1999

Produit étanche sur une période de 4 heures minimum

Passé ce délai, il est recommandé de vider et/ou détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite

Le produit peut s'éliminer en macérateur, nous contacter pour toute information