

<i>Description générale</i>	Toise murale électronique en aluminium avec curseur.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, mode d'emploi
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec de l'eau savonneuse ou détergeant n'attaquant pas l'aluminium ni l'ABS
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'ABS et l'Aluminium	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Curseur en ABS et Toise en aluminium	
<i>Standard fabrication</i>		
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Dans un endroit propre à température ambiante
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	44 448 20	
<i>Désignation</i>	Toise	
<i>Dimensions Lo x la x h(mm)</i>	80 x 2140 x 50 (déplié)	
<i>Résistance température (C°)</i>	-10 à 40°C	
<i>Alimentation</i>	2 piles LR03	
<i>Plage de mesure (cm)</i>	100 à 210	
<i>Graduations</i>	1 mm et 1/16 pouces	
<i>Poids net (g)</i>	1100	
<i>Couleurs</i>	Blanc	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant la mesure en hauteur du corps humains	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi	
<i>Précaution d'emploi</i>	Veuillez bien vérifier la fixation au mur de la toise . Risque de chute	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des containers à métaux.	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui/ NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul      Combinaison de phrases = Nul	